

## R7 輸血部門精度管理調査 回答速報

### 1.血液型

	ABO 血液型	RhD 血液型
試料 31	B 型	陽性
試料 32	AB 型	陰性

### 2.不規則抗体

試料 31 陽性 抗 Dia

試料 32 陽性 抗 E

### 3.交差適合試験

	主試験	副試験
試料 33×試料 34-①	適合	適合
試料 33×試料 34-②	不適合	適合

試料 33 B 型 RhD 陽性 抗 Dia 保有

試料 34-① B 型 RhD 陽性 Dia 抗原 (0)

試料 34-② B 型 RhD 陽性 Dia 抗原 (+)

### 4.直接抗グロブリン試験

試料 35 陽性 多特異抗グロブリン試薬 (陽性) 抗 IgG 試薬 (陰性) 抗補体試薬 (陽性)

試料 36 陰性